

마사지 체어
모델명 : JP-2000 KR

첨부문서

보증서 포함
뒤표지에 있습니다.

각 부분의 설치 방법에
대해서는, 8~15
페이지에 따라
설치하여 주십시오.

B급 기기
(가정용방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급)
전자파적합기기로서주
로 가정에서 사용하는 것을 목적으로
하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

사용 목적 또는 효과

안마, 마사지 대응
전신 마사지
일반 가정에서 사용할 것

- 당사의 마사지 체어를 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
- 사용하시기 전에 취급설명서를 잘 읽으신 후 올바르게 사용해 주십시오.
- 사용하시기 전에 “안전상의 주의” (2~5페이지)를 반드시 읽어주십시오.
- 읽으신 후에는 반드시 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하십시오.
- 포장에 사용된 골판지 등은 분리 후 재활용에 협조해 주시기 바랍니다.

사용하시기 전에		
● 안전상의 주의	2	
● 각 부분의 명칭과 기능	6	
● 설치와 조립	8	
● 항상 마사지를 시작하기 전에	16	
마사지 사용법		
자동코스	● 리클라이닝, 다리 부분의 각도 조절하기	18
	● 자동 코스로 마사지하기	20
	· 자동 코스 시작하기	
	· 자동 코스 중 조절 방법	
	● 마사지 종료에 대하여	26
	● 주무름 마사지하기	28
	· 원하는 주무름 마사지 시작하기	
	· 마사지 중 조절 방법	
	● 에어 마사지하기	33
	· 에어 마사지 시작하기	
· 마사지 중 조절 방법		
수동코스	● 부위 집중 마사지하기	36
	● 주무름 마사지 와 에어 마사지 동시에 하기	38
	● 발바닥 롤러 마사지를 한다	39
	● 도중에 마사지 변경하기	40
	● 메모리 코스 사용법	42
	● 히터 On/Off 하기	45
	● 원터치 모드 · 언어 · 자동 리클라이닝의 설정	46
	● 차일드락 설정하기	48
	● 음성 안내에 대해	49
	손질/Q&A	
● 손질과 보관 방법	50	
● Q&A	52	
A/S		
● 고장이라고 생각될 경우	54	
· 애정 점검		
· 보증과 A/S		
● 사양	56	

안전상의 주의

- 사용하시기 전에 이 “안전상의 주의” 를 잘 읽으신 후 올바르게 사용해 주십시오.
- 이곳에 표기된 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하셔서, 사용하시는 사람과 다른 사람들에게 대한 위해 및 손해를 미연에 방지하기 위한 것입니다.
- 표시와 내용은 다음과 같습니다.
- 모두 안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 지켜주십시오.

 경고	잘못 취급하면 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있는 내용을 나타냅니다.
 주의	잘못 취급하면 사람이 상해를 입거나 *물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용을 나타냅니다.

*물적 손해란 가옥 · 가재도구 및 가축 · 애완동물에 가해지는 확대손해를 뜻합니다.

	⊘ 기호는 금지(해서는 안 되는 것)를 나타냅니다. (왼쪽 그림은 분해 금지)
	● 기호는 강제(반드시 지킬 것)를 나타냅니다. (왼쪽 그림은 전원 플러그를 콘센트에서 뽑기)

- 본 취급설명서를 읽으신 후에는 사용하시는 분이 언제든지 볼 수 있는 곳에 반드시 보관하십시오.
- 본체 및 부속품을 폐기할 때는 지방 자치 단체의 조례 또는 규칙에 따라 처리하십시오. 자세한 내용은 각 지방 자치 단체에 문의해 주십시오.

경고

	이 기계는 히터를 내장하고 있어 표면이 뜨거워 지기 때문에 열에 민감하지 않는 사람은 충분히 주의를 기울이고 사용한다. 아래에 해당시 특히 주의한다. ● 노인, 병자, 스스로 조작할 수 없는 사람 ● 피부의 온도 감각이 약한 사람 ● 졸음을 유발하는 약(수면제, 감기약 등)을 복용한 사람 ● 과음 · 피로가 심한 사람 ● 혈행장애(당뇨병 등)가 있는 사람 ● 의사로부터 주의를 받은 사람 저온 화상이나 탈수 증상을 일으킬 우려가 있습니다.
	다음과 같은 사람은 사용 전에 의사에게 상담한다. ● 심장 페이스메이커 등의 전자 장치의 영향을 받기 쉬운 체내 이식형 의료용 전기 기기를 사용하는 사람 ● 약성 종양이 있는 사람 ● 심장에 장애가 있는 사람 ● 임신 중, 또는 출산 직후인 사람 ● 당뇨병 등에 따른 고도의 말초순환장애에 의한 지각장애가 있는 사람 ● 피부에 창상이 있는 사람 ● 안정을 필요로 하는 사람 ● 온도 감각 상실이 확인되는 사람 ● 체온 38° 이상(유열기)인 사람 (예: 급성 염증 증상[권태감, 오한, 혈압 변동 등]이 심한 시기, 쇠약해져 있을 때.) ● 골다공증이 있는 사람, 척추가 골절된 사람, 염좌 · 근육 파열 등의 급성[동통성] 질환이 있는 사람 ● 등뼈(척추)에 이상이 있는 사람, 또는 등뼈가 좌우로 굽어 있는 사람 ● 디스크가 있는 사람 ● 건조염인 사람 ● 기타, 신체에 특히 이상을 느낄 때나 의료기관에서 치료 중인 사람

⚠ 경고

!	움직이지 않게 되거나 이상이 있는 경우는 즉시 전원 플러그를 뽑고 구입처 또는 당사의 고객 상담 창구에 점검·수리를 의뢰한다. 감전이나 누전·합선 등에 의한 화재의 우려가 있습니다.
	목 주변을 마사지할 때는 마사지볼의 움직임에 주의한다. 또한, 목의 전방이나 과도하게 강한 마사지는 하지 않는다. 사고나 부상의 우려가 있습니다.
	리클라이닝할 때나 다리 부분을 움직일 때는 반드시 주위(본체의 후면, 전면, 측면, 하단 등)에 사람이나 애완동물, 물건이 없는지 확인한다. 사고나 부상, 가재도구를 손상시킬 우려가 있습니다.
	리클라이닝할 때나 다리 부분을 움직일 때는 아래와 같은 본체의 틈새에 손, 손가락, 다리 및 머리를 넣지 않도록 한다. ● 의자 아래쪽 ● 등받이 부분과 좌석 부분, 암레스트의 틈새 ● 다리 부분과 좌석 부분, 암레스트의 틈새 ● 다리 부분의 아래쪽, 다리 부분의 뒤쪽 ● 팔 부분과 암레스트의 틈새 ● 등받이 부분 뒤의 틈새 ● 작동중에는 발·다리 수납부에 발·다리가 정확하게 맞게 위치해 주십시오. 부상의 원인이 될 수 있습니다. 사고나 부상의 우려가 있습니다.
	사용 전에는 반드시 등 패드를 올리고 등받이 부분의 커버가 찢어지지 않았는지 확인한다. 또 그 밖의 부분에도 찢어진 곳이 없는지 확인한다.(찢어진 부분이 아무리 작아도 즉시 사용을 중지하며 전원 플러그를 뽑고 수리를 의뢰하십시오.) 커버가 찢어진 상태에서 사용하면 감전이나 부상의 우려가 있습니다.
⊘	히터는 장시간 사용하지 않는다. 또한, 동일 부위에 장시간 접촉시키지 않는다. 저온 화상을 일으킬 우려가 있습니다. 비교적 낮은 온도(40~60℃)라도 장시간 피부의 같은 부위에 접촉하면 저온 화상의 우려가 있습니다. 저온 화상에 대하여 ● 저온 화상은 피부의 깊은 곳까지 침투하여 붉은 반점이나 물집이 생기는 것이 특징입니다. ● 만일 붉은 반점이나 물집이 생겼을 때는 즉시 전문의의 진찰을 받으십시오.
	다음과 같은 사람은 사용하지 않는다. 신체에 이상이 발생할 수 있습니다. 의사가 마사지를 금지한 사람 (예: 혈전[색전]증, 심한 동맥류, 급성 정맥류, 각종 피부염 및 피부 감염증(피하 조직의 염증을 포함) 등)
	본체(등받이 부분, 다리 부분, 팔 부분)의 커버를 고의로 벗기거나, 찢거나, 잘라내지 않는다. 커버가 벗겨지거나 찢어진 상태로 사용하면 옷이나 머리카락이 말려들어 부상의 우려가 있습니다.
	교류 100V 이외의 전원은 사용하지 않는다. 화재나 감전의 원인이 됩니다.
	파손된 전원 코드나 전원 플러그를 사용하지 않는다. 감전이나 합선, 화재의 원인이 됩니다. 파손된 경우는 구입처 또는 당사의 고객 상담 창구에 수리를 의뢰하십시오.
	전원 플러그는 확실하게 끝까지 꽂아 넣고 쓰레기가 부착되지 않도록 한다. 감전이나 합선·발화의 원인이 됩니다.
	어린이나 스스로 의사표시를 할 수 없는 사람은 사용하지 못하도록 한다. 또한, 유아를 접근시키지 않는다. 감전이나 부상의 우려가 있습니다.
	어린이를 의자 위에서 놀게 하거나 위에 태우지 않는다. 고장이나 부상의 우려가 있습니다.
	젖은 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 않는다. 감전의 우려가 있습니다.

안전상의 주의

! 경고



욕실 등 습기가 많은 장소에서 사용하거나 보관하지 않는다.
감전 · 화재 · 고장 · 곰팡이 · 녹의 원인이 됩니다.



절대로 개조하지 않는다. 또한, 직접 분해, 수리를 하지 않는다.
발화하거나 이상 동작으로 인하여 부상을 입을 우려가 있습니다.

! 주의



사용 시간은 1일 30분 정도까지로 한다. 또한, 동일 부위에 대한 연속 사용은 5분 이내로 한다.
장시간의 사용은 근육과 신경을 손상시킬 수 있습니다.

건강한 사람이라도 아래와 같은 사람은 반드시 의사와 상담한 후 사용한다.

- 노화에 의해 근육이 쇠약해진 사람이나 여원 사람
 - 뼈나 내장에 기인한 요통이 있는 사람
 - 타박상이나 염좌를 입기 쉬운 사람
 - 떨림이 심한 사람
 - 과거에 심장이나 내장 수술을 받은 사람
- 지키지 않으면 건강을 해칠 우려가 있습니다.

본 제품의 사용에 의해 발진, 발적, 가려움 등의 증상이 나타난 경우는 사용을 중지하고 의사에게 상담한다.
지키지 않으면 사고나 컨디션 불량에의 우려가 있습니다.

사용 후에는 본체의 전원 스위치를 “OFF” 로 하고 전원 플러그를 콘센트에서 뽑는다.
어린이의 장난 등에 의한 사고의 원인이 됩니다.

수평한 장소에서 사용한다. 고장이나 사고의 원인이 됩니다.

조작 버튼과 타이머 등이 정상적으로 작동하는지 확인하고 나서 사용한다.
사고나 부상의 우려가 있습니다.

한동안 사용하지 않은 경우, 다시 한 번 취급설명서를 잘 읽고 본 제품이 정상적으로 작동하는지 확인하고
나서 사용한다. 사고나 부상의 우려가 있습니다.

사용 전에 본체(등받이 부분, 다리 부분, 팔 부분)에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인한다.
사고나 부상의 우려가 있습니다.

다리 부분을 신축시킬 때 신축부에 손이나 다리를 올려놓지 않는다. 사고나 부상의 우려가 있습니다.

사용 중에 신체에 이상을 느꼈을 때나 사용하여도 효과가 나타나지 않는 경우는 즉시
사용을 중지하고 의사에게 상담한다. 지키지 않으면 사고나 컨디션 불량에의 우려가 있습니다.

마사지볼이 원위치에 있는지 확인하고 나서 천천히 앉는다. 사고나 부상의 원인이 됩니다.



접지를 확실하게 장착한다.
접지를 장착하지 않으면 고장이나 누전 시 감전될 우려가 있습니다.



정전 시에는 즉시 전원 스위치를 “OFF” 로 하고 전원 플러그를 콘센트에서 뽑는다.
다시 통전되었을 때 사고의 원인이 됩니다.

플러그를 뽑을 때는 전원 코드를 잡지 말고 선단의 전원 플러그를 잡고 뽑는다.
감전 또는 합선으로 인한 발화의 원인이 됩니다.

사용 시 이외에는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑는다.
먼지와 습기로 절연 열화 상태가 되어 누전 화재의 원인이 됩니다.

손질 시에는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑는다. 감전이나 부상의 우려가 있습니다.

! 주의



전원 코드나 전원 플러그를 파손할 만한 행위는 하지 않는다.

- 흠집 내지 않기 ● 파손시키지 않기 ● 가공하지 않기 ● 무리하게 구부리거나 잡아당기지 않기
- 비틀지 않기 ● 묶지 않기 ● 무거운 것을 올려 놓지 않기 ● 끼워 넣지 않기

감전이나 화재, 고장의 원인이 됩니다.

식후 바로 또는 음주 후에는 사용하지 않는다. 기분이 안 좋아지거나, 사고나 부상의 우려가 있습니다.

난로 등 화기 근처에서 사용하거나 담배를 피우면서 사용하지 않는다. 또한, 전기장판 등의 난방기구 위에서 사용하지 않는다. 화재의 원인이 됩니다.

등받이 부분, 다리 부분, 어깨 부분, 팔 부분에 올라타거나 좌석 부분에 올라서지 않는다. 이용자나 본체가 전도하여 사고나 부상의 우려가 있습니다.

리클라이닝 중에는 다리 부분, 좌석 부분의 앞쪽, 등받이 부분 상부에 올라타지 않는다. 이용자나 본체가 전도하여 사고나 부상의 우려가 있습니다.

리클라이닝 중이나 다리 부분이 올라간 상태에서 무리하게 타거나 내리지 않는다. 이용자나 본체가 전도하여 사고나 부상의 우려가 있습니다.

부속품 이외에는 사용하지 않는다. 고장의 원인이 됩니다.

손과 팔을 마사지할 때는 인조 손톱 · 시계 · 반지 · 팔찌 등의 단단한 물체를 장착한 채 사용하지 않는다. 부상의 우려가 있습니다.

마사지를 할 때는 피어싱 · 귀걸이 · 목걸이 · 목도리 등의 장식품을 착용한 채 사용하지 않는다. 부상의 우려가 있습니다.

머리에 머리 장식 등의 단단한 물체를 착용하고 사용하지 않는다. 부상의 우려가 있습니다.

허리 · 엉덩이 · 허벅지를 마사지할 때는 옷(바지 등)의 주머니에 단단한 물체를 넣어 둔 채 사용하지 않는다. 사고나 부상의 우려가 있습니다.

맨살에 사용하지 않는다. 맨살에 직접 하는 마사지는 피부를 손상시킬 수 있습니다.

팔꿈치, 무릎, 머리, 복부에는 사용하지 않는다. 또한, 마사지볼 부분에 손이나 발을 끼워 넣지 않는다. 컨디션 불량이나 부상의 우려가 있습니다.

마사지 작동 중에 전원 플러그를 뽑거나 전원 스위치를 “OFF” 로 하지 않는다. 부상의 우려가 있습니다.

사용 중에는 잠들지 않는다. 무의식 상태에서의 사용은 컨디션 불량이나 부상의 우려가 있습니다.

사람이나 물건을 싣고 이동하지 않는다. 고장이나 부상의 우려가 있습니다.

본체에 2명 이상 타지 않는다. 고장이나 부상의 우려가 있습니다.

벤진 · 시너 · 알코올 등의 약품으로 닦지 않는다. 감전 · 발화의 원인이 됩니다.

마사지 목적 이외에는 사용하지 않는다. 고장이나 사고의 원인이 됩니다.

다른 치료기를 동시에 사용하지 않는다. 사고가 나거나 컨디션이 나빠질 우려가 있습니다.

나무 마루나 장판 등 흠집이 잘 나는 바닥면에서 끌거나 캐스터를 사용하여 이동하지 않는다. 바닥면에 흠집이 날 우려가 있습니다.


본체를 넘어뜨리거나 강한 충격을 주지 않는다. 고장이나 부상의 우려가 있습니다.

발바닥 롤러에 발끝을 맞추지 않는다. 부상의 우려가 있습니다.


각 부분의 명칭과 기능

본체


앞쪽



뒤쪽



마사지 위치



앞쪽

- 1 베개
- 2 등 패드
- 3 리모컨
- 4 리모컨 스탠드
- 5 히터
등 부분, 발바닥에 히터 내장


뒤쪽

- 6 전원 스위치
사용하신 후에는 "OFF" 로 하십시오.
- 7 인렛 (전원 코드 삽입구)
- 8 캐스터
안마의자 이동시 사용되는 바퀴.
- 9 전원 플러그
- 10 전원 코드

마사지 위치

- 11 등받이 부분
마사지볼로 등 전체의 마사지를 합니다.
- 12 어깨 부분
어깨 부분의 에어 마사지를 합니다.
- 13 팔 부분
팔 부분의 에어 마사지를 합니다.
- 14 허리 · 좌석 부분
허리 · 엉덩이 · 허벅지 주위의 에어 마사지를 합니다.
- 15 다리 부분
다리 부분의 에어 마사지를 합니다.
- 16 발바닥 롤러
롤러로 발바닥 마사지를 한다.

리모컨



명칭

- 1 액정 화면 (터치패널)
손가락으로 눌러서 조작하십시오.
(표시예: 정상화면)
- 2 On/Off 버튼
전원 On/Off 작동을 합니다.
- 3 급정지 버튼
즉시 마사지를 정지하고자 할 때
누르십시오.
- 4 리클라이닝 각도 조절 버튼
등받이 부분 / 다리부분의 각도를
조절할 수 있습니다.
- 5 다리 부분 신축 조절 버튼
다리 부분의 길이를 조절할 수 있습니다.
- 6 마사지볼 위치 조절 버튼
마사지볼의 상하 위치를 조절할 수 있습니다.
- 7 히터 On/Off 버튼
히터를 On/Off 할 수 있습니다.
- 8 스피커

조작 방법에 대하여


액정 화면은 터치패널로 되어 있습니다. 손가락으로 눌러서 조작이 가능한 부분은 배경색이 “회색”으로 표시됩니다. “진회색”으로 표시될 때는 조작할 수 없습니다. (일부 제외)

【일부 버튼 설명】

- : 마사지가 정지되고 정상화면으로 돌아갑니다.
- : 바로 앞 화면으로 돌아갑니다.
옵션 및 설정 등을 변경한 경우,
내용은 반영되지 않습니다.
- OK** : 옵션 및 설정 등을 결정하여 반영합니다.
- : 음성 안내의 음량을 조절합니다.

【표시예】

눌러서 조작이 가능한 부분은
배경색이 “회색”으로 표시됩니다.



설치와 조립

본체와 부속품 확인하기


! 주의

제공된 부속품 이외에는 사용하지 않는다.
고장의 원인이 됩니다.


취급설명서 등의 서류

- 취급설명서
- 조립 안내지

● 본체




● 베개




● 전원 코드




● 암레스트(우)(좌)




● 팔 유닛(우)(좌)




● 육각 렌치




● 암레스트 고정용 볼트 (짧은 볼트): 8개




● 캡 8개



● 리모컨 스탠드



● 팔 유닛 고정용 볼트 (긴 볼트): 6개



본체 설치 장소 정하기

! 경고


욕실 등 습기가 많은 장소에서 사용하거나 보관하지 않는다.
감전 · 화재 · 고장 · 곰팡이 · 녹의 원인이 된다.

! 주의

수평한 장소에서 사용한다.
고장이나 사고의 원인이 된다.
난로 등 화기 근처에서 사용하거나 담배를 피우면서 사용하지 않는다. 또한, 전기장판 등의 난방기구 위에서 사용하지 않는다. 화재의 원인이 된다.

리클라이닝할 수 있도록 후방으로 50cm 이상의 공간을 반드시 확보하여 수평한 곳에 설치한다.

- 전원을 켜면 작동 준비 위치까지 자동으로 등받이가 젖혀지고 다리 부분이 올라갑니다. 주위에 닿지 않도록 미리 전방으로 35cm 이상, 후방으로 50cm 이상의 공간을 두십시오.
- 리클라이닝할 때 다리 부분도 올라갑니다.
- 장판 또는 마룻바닥에 흠집이 날 수 있으므로, 본체 아래에 매트 등을 까는 것을 권장합니다.
- 직사광선이 매일 장시간 비치는 곳이나 난방기구 근처 등 고온이 발생하는 곳의 설치는 피하십시오. 본체나 부속품이 변색되거나 변질될 우려가 있습니다.




본체 설치하기

! 주의


사람이나 물건을 싣고 이동하지 않는다.
고장이나 부상의 우려가 있습니다.
나무 마루나 장판 등 흠집이 잘 나는 바닥면에서 끌거나 캐스터를 사용하여 이동하지 않는다.
바닥면에 흠집이 날 우려가 있습니다.
전원 코드와 리모컨 코드를 다리에 걸거나 캐스터에 끌어넣지 않는다.
부상의 우려가 있습니다.

본체의 전면과 후면에 손을 걸어서 들어 올려 이동한다.

- 중량물이므로 반드시 2명 이상이 운반하십시오.
- 발밑에 충분히 주의하며 천천히 내려놓으십시오.




정면 간격 70cm 이상 필요
(본체 반입 폭 68cm + 여유 폭 2cm)



등받이 부분 일으키기

등받이 부분을 화살표 방향으로 일으켜 (①)스토퍼 (②)가 고정되어 있는지 확인한다. (딸깍 소리가 납니다.) 등받이 부분을 일으킨 후, 등 패드를 앞으로 돌린다 (③).


- 등받이 부분을 움직일 때 좌석 부분과 등받이 부분 사이에 손이나 손가락을 넣지 마십시오.
- 또한, 리모컨 코드와 전원 코드가 끼지 않도록 주의하십시오.



등받이 부분을 접을 경우

등받이 부분 중앙에 있는 스토퍼(○부분)를 화살표와 같이 밀어내려 스토퍼를 해제하고 나서, 등받이 부분에 손을 대고 앞으로 천천히 접는다.


- 팔걸이, 팔 유닛을 분리한 후, 등 패드를 뒤로 돌린다. 등받이 부분을 앞으로 넘겨 주십시오.
- 등받이 부분은 암레스트·팔 유닛이 장착된 상태에서 접히지 않습니다.
- 스토퍼 조작 시에는 스토퍼의 레버 이외에는 만지지 마십시오.




팔 유닛 장착하기(좌우 양방)

1. 노란색 호스를 의자와 프레임 사이에 통과시킨 다음 팔 유닛을 끼운다. 팔 유닛의凸부분 (1)과 프레임 위쪽의凹부분 (2)을 맞춘다.

【팔 유닛을 아래 쪽에서 본 도면】



2. 팔 유닛의 호스(회색·검정·노랑)를 본체 쪽 호스의 색과 맞춰서 연결한다.




3. 팔 유닛을 볼트로 고정한다.


리모컨 스탠드를 설치할 때는 리모컨 스탠드도 함께 볼트로 고정한다.
볼트를 고정할 때는 1) 아래 → 2) 앞쪽 위 → 3) 뒷쪽 위 순으로 고정하세요.

- 리모컨 스탠드는 좌우 양쪽 측면에 설치할 수 있습니다.
- 팔 유닛을 프레임에 단단히 밀면서 볼트를 고정해 주세요.

【팔 유닛만 장착하는 경우】



【리모컨 스탠드를 장착하는 경우】




암레스트 장착하기


【왼쪽 암레스트 장착 방법】

1. ①왼쪽 암레스트의 앞쪽을 프레임에 맞춘다.
②팔 유닛을 살짝 들어 올리면서 뒤쪽에 맞춘다.

※본체에 맞출 때는 반드시 팔 유닛을 들어 올리면서 장착하십시오.
들어 올리지 않고 맞추면 팔 유닛에 접촉하여 흠집이 날 우려가 있습니다.



※캐스터부
장착 이미지





【오른쪽 암레스트 장착 방법】

2. ①오른쪽 암레스트의 뒤쪽을 전원 스위치 BOX에 맞춘다.
②팔 유닛을 살짝 들어 올리면서 본체에 맞춘다.

※본체에 맞출 때는 반드시 팔 유닛을 들어 올리면서 장착하십시오.
들어 올리지 않고 맞추면 팔 유닛에 접촉하여 흠집이 날 우려가 있습니다.

※전원 스위치 BOX 장착 이미지


오른쪽 암레스트를 먼저 캐스터와 전원
스위치 BOX 부분에 끼우십시오.




3. 암레스트용 볼트로 단단히 고정한다.

- 육각 렌치로 암레스트용 볼트를 아래 그림 ①→②→③→④의 순서로 임시 고정 한 후, 다시 ①→②→③→④의 순서로 단단히 고정하십시오.
- 단단히 장착되지 않으면 암레스트가 분리되어서 고장이나 부상의 우려가 있습니다.

【왼쪽의 경우】




【오른쪽의 경우】



※좌우 팔걸이 조립 후 팔걸이
뒤쪽에 어긋남이 없는지
확인하십시오.


어긋남이 없는지
확인해 주세요.




4. 캡을 장착한다.(좌우 양방)

- 캡은 각 구멍별로 장착할 캡이 정해져 있습니다.
- 캡 뒷면의 표기를 확인하고 장착하십시오.
- 캡이 들떠 있을 경우는 잘못 삽입되었을 가능성이 있으므로 확인해 보십시오.


※마킹 부분을 기준으로 본체 쪽 요부와
캡 쪽 철부를 맞춰서 장착하십시오.



【왼쪽의 경우】




【오른쪽의 경우】



베개를 설치 · 등 패드 조절

1. 베개를 등받이 부분의 벨크로에 장착한다.


- 마사지를 할 때는 등 패드를 붙이고 베개를 뒤로 돌리십시오.
- 마사지가 세게 느껴지는 경우는 베개를 붙여서 사용해 주십시오.
- 마사지를 하지 않을 때는 등 패드 · 베개를 장착한 채 리클라이닝 체어로 사용하실 수 있습니다.



2. 취향에 맞게 등 패드를 조절한다.


- 등 패드는 히터로 사용하실 수 있습니다. 자세한 내용은 「등 패드 (히터 부분)의 위치를 결정」를 참조하십시오. (P45)

등 패드를 고정하고 싶을 때는 등받이 부분과 등 패드를 지퍼로 고정하십시오.



등 패드의 중앙 부분을 분리 할 수 있습니다. 분리하면 보다 강한 마사지를 느끼실수 있습니다.

- ① 등 패드 뒷면에 지퍼를 올립니다.
- ② 등 패드의 뒷면에있는 측면 지퍼를 분리합니다.



리모컨 장착하기

【장착 방법】

리모컨을 위에서부터 꽂아 넣듯이 놓는다.


【분리 방법】

리모컨을 위로 끌어올린다.

【리모컨 홀더 조절 방법】

고정 볼트를 돌려 원하는 위치에서 고정한다.

※고정 볼트를 지나치게 조이면 깨질 우려가 있으므로 주의해 주십시오.



전원 코드 설치

! 경고

교류 220V 이외의 전원은 사용하지 않는다. 화재나 감전의 원인이 됩니다.


전원 플러그 및 커넥터는 확실하게 끝까지 밀어 넣고 이물질이 들어가지 않도록 주의한다.
감전이나 합선·발화의 원인이 됩니다.

파손된 전원 코드나 전원 플러그를 사용하지 않는다.

감전이나 합선, 화재의 원인이 됩니다. 파손된 경우는 구입처 또는 당사의 고객 상담 창구에 수리를 의뢰하십시오.

1. 전원 코드의 커넥터를 본체 뒤쪽의 오른쪽 하단의 삽입구 (전원 단자)에 연결합니다.

- 단단히 연결하십시오.
- 제공된 전원 코드 이외는 사용하지 마십시오.
- 전원 코드와 리모콘 코드, 전원 플러그가 손상되거나 전원 플러그에 이물질이 붙어 있지 않은지 확인하십시오.




항상 마사지를 시작하기 전에

주위 확인하기

주위를 반드시 확인한다.

- 본체의 뒤쪽이나 다리 부분의 앞쪽, 아래쪽 등 주위에 사람이거나 애완동물, 물건이 없는지 확인한다.




전원 켜기

! 경고

교류 220V 이외의 전원은 사용하지 않는다. 화재나 감전의 원인이 됩니다.
전원 플러그는 확실하게 끝까지 꽂아 넣고 쓰레기가 부착되지 않도록 한다.
감전이나 합선·발화의 원인이 됩니다.
파손된 전원 코드나 전원 플러그를 사용하지 않는다.
감전이나 합선, 화재의 원인이 됩니다. 파손된 경우는 구입처 또는 당사의 고객 상담 창구에 수리를 의뢰하십시오.


1. 전원 코드의 전원 플러그를 콘센트에 꽂는다.

- 전원 코드와 리모컨 코드, 전원 플러그가 손상되거나 전원 플러그에 쓰레기가 끼어 있지 않은지 확인한다.



2. 본체의 전원 스위치를 “ON” 으로 한다.


- 전원 스위치는 본체 뒤쪽 우측 하단에 있습니다.



3. 리모컨의 를 눌러 전원을 켜다.

- 정상화면이 표시됩니다.
- 스텔바이 위치까지 자동으로 등받이가 젖혀지고 다리 부분이 올라옵니다.
( 또는 리클라이닝의   또는 다리 부분 각도의   를 누르면 도중에 멈춥니다.)
- 약 3분 이상 조작하지 않으면 자동으로 전원이 꺼집니다.

-  를 눌러 전원을 켜서 정상화면이 표시되지 않으면 조작을 할 수 없습니다.



작동 준비 위치


본체 확인하기

1. 원단에 찢어진 곳이 없는지 확인한다.

! 경고

사용 전에는 반드시 등 패드를 올리고 등받이 부분의 커버가 찢어지지 않았는지 확인한다. 또 그 밖의 부분에도 찢어진 곳이 없는지 확인한다. (찢어진 부분이 아무리 작아도 즉시 사용을 중지하며 전원 플러그를 뽑고 수리를 의뢰하십시오.)

커버가 찢어진 상태에서 사용하면 감전이나 부상의 우려가 있습니다.



2. 본체에 이물질이 끼어 있는지 확인한다.

! 주의


사용 전에 본체(등받이 부분, 다리 부분, 팔 부분)에 이물질이 끼어 있는지 확인한다. 사고나 부상의 우려가 있습니다.

3. 마사지볼이 원위치에 있는지 확인한다.

- 마사지볼이 원위치에 있지 않은 경우  를 누르면 원위치로 돌아갑니다.

! 주의

마사지볼이 원위치에 있는지 확인하고 나서 천천히 앉는다. 사고나 부상의 원인이 됩니다.



4. 다리 부분이 완전히 내려간 상태인지 확인한다.

- 다리 부분이 올라가 있는 경우 전원을 켜고 다리 부분 각도  를 누르면 다리 부분이 내려갑니다.

! 주의

리클라이닝 중이나 다리 부분이 올라간 상태에서 무리하게 타거나 내리지 않는다. 이용자나 본체가 넘어지거나 낙상하여 사고나 부상의 우려가 있습니다.

리클라이닝, 다리 부분의 각도 조절하기

! 경고


리클라이닝할 때나 다리 부분을 움직일 때는 반드시 주위(본체의 후면, 전면, 측면, 하단 등)에 사람이거나 애완동물, 물건이 없는지 확인한다. 사고나 부상, 가재도구를 손상시킬 우려가 있습니다.

리클라이닝할 때나 다리 부분을 움직일 때는 아래와 같은 본체의 틈새에 손, 손가락, 다리 및 머리를 넣지 않도록 한다.

- 의자 아래쪽 ● 등받이 부분과 좌석 부분, 암레스트의 틈새 ● 다리 부분과 좌석 부분, 암레스트의 틈새
- 다리 부분의 아래쪽, 다리 부분의 뒤쪽 ● 팔 부분과 암레스트의 틈새 ● 등받이 부분 뒤의 틈새
- 작동중에는 발·다리 수납부에 발·다리가 정확하게 맞게 위치해 주십시오. 부상의 원인이 될 수 있습니다. 고장이나 부상의 우려가 있습니다.

다리 부분 각도, 길이의 조절



1. 다리 부분 각도의 ▲ ▼ 를 눌러 다리 부분의 각도를 조정한다.



- 다리 부분 에어 “ON” 일 때는 다리 부분이 원위치까지 내려가지 않습니다.
- 다리 부분을 원위치까지 내리고자 할 때는 다리 부분 에어를 “OFF” 로 하고 나서 내려십시오. (P33 참조)

2. 다리 부분 신축의 ◀ ▶ 를 눌러 다리 부분의 길이를 조정한다.

- 신축 기능은 다리 부분의 각도가 25도 이상일 때 사용할 수 있습니다.
- 다리 부분의 각도에 따라 늘어나는 길이가 달라집니다.




! 주의

다리 부분을 신축시킬 때 신축부에 손이나 다리를 올려놓지 않는다. 사고나 부상의 우려가 있습니다.
리클라이닝 중에는 다리 부분이나 좌석 부분의 앞쪽에 올라타지 않는다.
이용자나 본체가 전도하여 사고나 부상의 우려가 있습니다.
리클라이닝 중이나 다리 부분이 올라간 상태에서 무리하게 타거나 내리지 않는다.
이용자나 본체가 넘어지거나 낙상하여 사고나 부상의 우려가 있습니다.

3. 발바닥을 뺀어서 다리 부분의 길이를 조절한다.


- 발바닥은 스프링에 의해 신축됩니다. 다리로 밀어주십시오.





리클라이닝 각도의 조절

4. 리클라이닝의 ▲ ▼ 를 눌러 리클라이닝의 각도를 조정한다.

- 많이 젖힐수록 마사지볼의 자극이 강해집니다.
- 리클라이닝에 연동하여 다리 부분이 올라가고 팔 부분이 움직입니다.



올린 상태




내린 상태

자동 코스로 마사지하기

자동 코스 시작하기

1. [] 버튼을 눌러 전원을 켜다.

- 정상화면이 표시됩니다.
- 스탠바이 위치까지 자동으로 등받이가 젖혀지고 다리 부분이 올라옵니다.
([] 또는 리클라이닝의 [] [] 또는 다리 부분 각도의 [] [] 를 누르면 도중에 멈춥니다.)
- 3분 이상 조작하지 않으면 자동으로 전원이 꺼집니다.



2. [30분 전문] [전신] [스트레치] [목·어깨] [허리] [퀵 코스] 중에 원하는 코스 메뉴를 선택하고, 코스 선택 화면에서 원하는 코스를 선택한다.

- 스탠바이 위치보다도 등받이가 세워져 있거나 다리 부분이 내려가 있을 때는 등받이 부분, 다리 부분이 자동으로 스탠바이 위치로 이동합니다.
- 자동 코스의 종류에 대해서는 P25를 참조해 주십시오.

【예】 전신 리프레시 코스를 선택할 경우

- ① [전신] 을 누릅니다.
- ② “리프레시” 를 선택합니다.




3. 더블 센싱(체형 감지)이 시작된다.

- 센싱 중에는 깊숙이 앉아 머리를 등받이에 대도록 하여 기대십시오.
- 센싱 중에는 머리를 등받이에서 떼지 마십시오.
- 일부, 센싱이 실행되지 않는 코스도 있습니다. (P25 참조)

더블 센싱 기능이란(이하, 센싱)

자동 코스의 마사지를 하기 전에 체형 및 자세를 측정하는 센서 기능입니다. 척추의 라인을 감지하는 ‘S자 라인 감지 시스템’ 과 어깨 위치를 감지하는 ‘어깨 위치 감지 시스템’ 의 2가지 센서 기능으로 효과적인 마사지를 실행합니다.




4. 척추 라인 감지 중에는 감지 포인트가 점등된다.

- 감지 중에는 머리를 등받이에서 떼지 마십시오.
- 체형 감지에 실패했을 때는 재감지를 눌러 다시 한번 체형 감지를 실행하십시오.

【감지 완료】



【에러】




5. 어깨 위치의 자동 감지가 시작된다.

감지 완료 후 “시작(①)” 을 누르면 코스가 시작된다.
어깨 위치가 맞지 않을 때는 “재감지(②)” 또는
“수동 조절(③)” 로 조절한다.

- “시작” 을 누르지 않아도 약 10초 후에는 마사지가 시작됩니다.
- “재감지” 를 누르면 다시 한 번 어깨 위치 감지가 시작됩니다.
- 검지 중이거나, 검지 완료 뒤 “수동 조절”을 누르면 어깨 위치를 수동으로 조절할 수 있습니다. ▲ ▼ (④)로 마사지볼의 상하 위치, ◀ ▶ (⑤)로 마사지볼의 전후 위치를 조절하고 OK (⑥)를 누릅니다.
- 어깨 위치 감지에서는 상하 위치를 감지합니다. 전후 위치는 “수동 조절” 또는 마사지 시작 후 어깨 위치 전후 조절에서 조절할 수 있습니다. 마사지 중 조절에 대해서는 “어깨 위치·허리 위치를 조절하고자 할 때” 를 참조해 주십시오.(P23)



【어깨 위치 감지 완료】



【어깨 위치 수동 조절】




자동 감지 시의 기준 위치가 주황색으로 표시됩니다.



6. 선택한 자동 코스, 마사지 동작이 표시된다.

- 자동 코스 중의 설정 변경은 “자동 코스 중 조절 방법” 을 참조해 주십시오.(P22)

【표시에】



자동 코스 중 조절 방법

주무름안마 마사지의 세기를 조절하고자 할 때

① 마사지볼 세기의 <- 로 약하게, +> 로 세게 조절한다.

- 세기를 7단계 중에서 선택할 수 있습니다.
- 초기 설정은 “4”로 설정되어 있습니다.
(소프트 코스는 “2”로 설정되어 있습니다.)



에어 마사지의 세기를 조절하고자 할 때

【전체를 일괄 조절하는 경우】

① 에어 전체 세기를 <- 로 약하게, +> 로 강하게 조절한다.

【부위별로 조절하는 경우】

- ① “에어”를 누른다.
 - ② 부위별로 원하는 세기를 선택한다.
<- 로 약하게, +> 로 강하게 조절한다.
 - ③ OK를 눌러 코스 화면으로 돌아간다.
- OK를 누르지 않아도 약 10초 후에는 OK가 됩니다.
 - 세기를 어깨, 좌골·허리, 다리...5단계, 팔...3단계 중에서 선택할 수 있습니다. 초기 설정은 “어깨, 좌골·허리, 다리 3”, “팔 2”로 설정되어 있습니다.
(소프트 코스는 “어깨, 좌골·허리, 다리 2”, “팔 1”로 설정되어 있습니다.)
 - 부위별로 “OFF”로 설정할 수 있습니다. 세기 “1”일 때 한 번 더 <-를 누르면 “OFF”가 됩니다.




주무름안마에서 다음으로 넘어가고자 할 때 · 지금의 주무름안마를 반복하고자 할 때

- ① 주무름안마에서 다음으로 넘어가고자 하는 경우는 “스킵”을 누른다.
 - ② 주무름안마를 반복하고자 하는 경우는 “반복”을 누른다.
- 에어 마사지는 스킵·반복을 할 수 없습니다.
 - 반복을 누르면 현재 받고 계시는 마사지를 약 30초간 계속해서 더 실행합니다.
 - 반복 중에 스킵을 누르면 반복은 해제됩니다.




어깨 위치(전후) · 허리 위치(상하)를 조절하고자 할 때

- ① 마사지볼이 어깨 또는 허리 부근에 있을 때 마사지볼 위치의 ▲▼를 누른다.
- ② ◀▶ (어깨 전후 위치) 또는 ▲▼ (허리 위치)로 마사지볼의 위치를 조절한다.
- ③ **OK** 를 누른다.
 - **OK** 를 누르지 않아도 약 10초 후에는 OK가 됩니다.
 - 어깨 전후 위치/허리 위치는 목·어깨 전용안마/등·허리 전용안마에 반영됩니다. 자세한 내용은 “주무름안마 마사지 기능 목록표”를 참조해 주십시오. (P32)



【 마사지볼이 어깨 위치 부근일 때 】



【 마사지볼이 허리 위치 부근일 때 】



에어 동작 “펄스” “손마사지”를 설정하고자 할 때


- ① “옵션”을 누른다.
- ② “OFF/펄스/손마사지”를 선택한다.
- ③ **OK**를 눌러 코스 화면으로 돌아간다.
 - **OK**를 누르지 않아도 약 10초 후에는 OK가 됩니다.
 - “펄스”와 “손마사지”는 동시에 사용할 수 없습니다.
 - “펄스” “손마사지”의 동작 내용에 대해서는 P39를 참조해 주십시오.



- 선택한 코스에 따라 조절·설정할 수 없는 항목이 있습니다. 자세한 내용은 “자동 코스의 동작에 대하여”를 참조해 주십시오. (P25)

스트레치 동작을 설정하고자 할 때

- ① “옵션” 을 누른다.
 - ② “OFF/무릎/발/더블” 을 선택한다.
 - ③ **OK** 를 눌러 코스 화면으로 돌아간다.
- **OK** 를 누르지 않아도 약10초 후에는 OK가 됩니다.
 - 스트레치 동작을 선택했을 때 다리 부분의 상승 각도가 낮으면, 스트레치 동작이 가능한 각도까지 올라가고 나서 동작을 시작합니다.
 - 복수의 스트레치 동작을 동시에 설정할 수 없습니다.
 - 스트레치 동작과 “다리 동시” 는 동시에 설정할 수 없습니다.



개별 동작을 설정하고자 할 때

- ① “옵션” 을 누른다.
 - ② “OFF/다리 중점” 를 선택한다.
 - ③ **OK** 를 눌러 코스 화면으로 돌아간다.
- **OK** 를 누르지 않아도 약 10초 후에는 OK가 됩니다.



발바닥 롤러 마사지를 조절하고 싶을 때

- ① 발바닥 롤러의 **<-** 로 약하게, **+>** 로 강하게 조절한다.
- 코스 시작시, 강도는 "2"로 설정되어 있습니다.
 - 부위별로 “OFF” 로 설정할 수 있습니다. 세기 “1” 일 때 한 번 더 **<-** 를 누르면 “OFF” 가 됩니다.
 - 발바닥 롤러 마사지의 자세한 내용은 "발바닥 롤러 마사지"를이 참조하십시오. (P46)



- 선택한 코스에 따라 조절·설정할 수 없는 항목이 있습니다. 자세한 내용은 “자동 코스의 동작에 대하여” 를 참조해 주십시오. (P25)

자동 코스의 동작에 대하여

각 자동 코스에 대한 설명, 코스 시작 시 또는 코스 중에 조절할 수 있는 내용의 목록입니다.

코스	코스 내용	척추 라인 자동 감지	어깨 위치 자동 감지	주무름 세기	에어 마사지 세기	스킵/반복	어깨 위치 전후 조절	허리 위치 조절	옵션
30분 전신	VIP 코스	강하게	●	●	●	-	●	●	-
	소믈리에 코스	빈틈없이 섬세하게	●	●	●	-	●	●	-
	나이트 힐링 코스	느긋하게	●	●	●	-	●	●	-
	슬로우 스트레치	스트레치	-	●	●	-	-	-	-
	에어 릴랙스	부드럽게	-	-	-	●	-	-	-
전신	궁극 피로회복	강하게	●	●	●	●	●	●	●
	피로회복	섬세하게	●	●	●	●	●	●	●
	리프레시	리드미컬하게	●	●	●	●	●	●	●
	안락	느긋하게	●	●	●	●	●	●	●
	소프트	약한 마사지	●	●	●	●	●	●	●
목·어깨	궁극 피로회복	강하게	●	●	●	●	●	●	●
	피로회복	섬세하게	●	●	●	●	●	●	●
	리프레시	리드미컬하게	●	●	●	●	●	●	●
	안락	느긋하게	●	●	●	●	●	●	●
허리	궁극 피로회복	강하게	●	●	●	●	●	●	●
	피로회복	섬세하게	●	●	●	●	●	●	●
	리프레시	리드미컬하게	●	●	●	●	●	●	●
	안락	느긋하게	●	●	●	●	●	●	●
스트레치	궁극 전신 스트레치	강하게	-	●	●	●	-	-	-
	전신 스트레치	섬세하게	-	●	●	●	-	-	-
	전신 에어	에어만 되는 마사지	-	-	-	●	-	-	●
7분	퀵 코스	시간 단축	●	●	●	●	-	●	●
메모리		처음에는 “전신 피로회복 코스”가 등록되어 있습니다							




※ 척추 라인은 조절할 수 없습니다.

마사지 종료에 대하여

마사지 시간은 코스에 따라 다릅니다.

- 마사지가 종료되면 마사지볼이 원위치로 돌아갑니다.
- 자동 리클라이닝 “OFF” 로 하고 있는 경우는, “원위치 중” 이라는 화면이 표시되는 동안에 등받이 부분과 다리 부분의 각도를 원래대로 되돌리십시오.
- 자동 리클라이닝 “ON” 으로 하고 있는 경우는, 자동으로 등받이 부분이 일으켜지고 다리 부분이 내려갑니다. 자동 리클라이닝에 대한 자세한 내용은 P47을 참조해 주십시오.
- 마사지 종료 후 약 30초간 조작성이 없으면 전원이 꺼집니다.


선택 코스	마사지 시간
부위 집중 마사지 퀵 코스	7분
자동 코스 수동 코스	16분
30분 전문 코스	30분



마사지를 즉시 정지할 경우

■ (①) 또는 🏠 (②) 을 누른다.

- 마사지볼은 현재의 위치를 유지한 채 정지됩니다.
- ■ 또는 🏠 을 누르면 타이머는 계속된 채 정상화면으로 돌아갑니다.




마사지를 도중에 종료할 경우

⏻ (③) 를 누른다.

- 마사지볼은 원위치까지 이동합니다.
- “원위치 중” 이라는 화면이 표시되는 동안에 리클라이닝과 다리 부분의 각도를 원래대로 되돌리십시오.
- 자동 일으키기 설정이 ON인 경우 자동으로 일으켜줍니다.


▲ ▲ : 등받이 부분 / 다리부분의 각도를 조절할 수 있습니다.
 ▼ ▼
 자동 일으키기 : 리클라이닝이 일으켜지고 다리 부분이 원위치됩니다.




본체의 전원 끄기

1. 본체의 전원 스위치를 “OFF” 로 한다.

- 전원 스위치는 본체 뒤쪽 우측 하단에 있습니다.



2. 전원 코드의 전원 플러그를 콘센트에서 뽑는다.




주무름 마사지하기

원하는 주무름 마사지 시작하기

1. [] 를 눌러 전원을 켜다.

- 정상화면이 표시됩니다.
- 스탠바이 위치까지 자동으로 등받이가 젖혀지고 다리 부분이 올라갑니다.
([] 또는 리클라이닝의 [] [] 또는 다리 부분 각도의 [] [] 를 누르면 도중에 멈춥니다.)
- 3분 이상 조작이 없으면 자동으로 전원이 꺼집니다.

2. [수동 선택] 을 누른다.



3. 원하는 주무름안마 메뉴를 선택하고 주무름안마를 선택한다.


- 마사지가 시작됩니다.
- 주무름안마 메뉴를 선택한 후 다른 주무름안마 메뉴로 이동하고자 할 때는 [] [] 로 이동할 수 있습니다.
- 각 메뉴, 각 주무름안마에 대해서는P32를 참조해 주십시오.

【예】루프 상향 주무름을 선택할 경우

① “기본③” 을 누릅니다.

② “루프 상향 주무름” 을 누릅니다.

③ 마사지가 시작됩니다.




4. 마사지볼 위치(어깨 위치 또는 허리 위치)를 조절한다.

마사지볼 위치의 조절이 가능한 마사지에 대해서는 “주무름안마 마사지 기능 목록표” (P32)를 참조해 주십시오.

【어깨 위치 조절】

- 어깨 위치로 마사지볼이 이동하고 어깨 위치 감지가 시작됩니다. 감지 완료 후 “시작(①)”을 누르면 마사지가 시작됩니다. 어깨 위치가 맞지 않을 때는 “재감지(②)” 또는 “수동 조절(③)”로 조절합니다.
- “시작”을 누르지 않아도 약 7초 후에는 마사지가 시작됩니다.
- “재감지”를 누르면 다시 한 번 어깨 위치 감지가 시작됩니다.
- “수동 조절”을 누르면 어깨 위치를 수동으로 조절할 수 있습니다. ▲▼(④)로 마사지볼의 상하 위치, ◀▶(⑤)로 마사지볼의 전후 위치를 조절하고 OK(⑥)를 누릅니다.


【어깨 위치 감지중】




【어깨 위치 감지 완료】



【어깨 위치 수동 조절】



- 마사지 중에 어깨 위치 전후 조절을 하는 경우는 마사지볼 위치의 ▲▼(⑦)를 누르고 ◀▶(⑧)로 마사지볼의 전후 위치를 조절합니다. 어깨 위치의 조절 후 OK(⑨)를 누르십시오.



【허리 위치 조절】

- 마사지볼 위치의 ▲▼(⑦) 또는 ▲▼(⑩)로 허리 위치를 조절합니다.
허리 위치의 조절 후 OK(⑪)를 누르십시오.


【마사지 위치 조절】

- 마사지볼 위치의 ▲▼(⑦)로 마사지 위치를 조절합니다.

마사지 중 조절 방법



마사지 빠르기를 조절하고자 할 때

- ① “주무름 옵션” 을 선택한다.
 - ② 빠르기 “슬로우/느림/보통/빠름” 을 선택한다.
 - ③ **OK** 를 누른다.
- **OK** 를 누르지 않아도 약 10초 후에는 OK가 됩니다.




마사지볼 폭을 조절하고자 할 때

- ① “주무름 옵션” 을 선택한다.
 - ② 마사지 폭 조절 “좁음/보통/넓음” 을 선택한다.
 - ③ **OK** 를 누른다.
- **OK** 를 누르지 않아도 약 10초 후에는 OK가 됩니다.




마사지 부위(포인트/부분/전체)를 선택하고자 할 때

- ① “주무름 옵션” 을 선택한다.
 - ② 부위 “포인트/부분/전체” 를 선택한다.
 - ③ **OK** 를 누른다.
- **OK** 를 누르지 않아도 약 10초 후에는 OK가 됩니다.
 - “전체” 를 선택했을 때는 어깨 위치 감지가 시작됩니다.
 - 감지 완료 후 “시작” 을 누르면 마사지가 시작됩니다.
 - 어깨 위치가 맞지 않을 때는 “재감지” 또는 “수동 조절” 로 조절합니다.
 - “포인트/부분” 를 선택한 경우에, 마사지 볼 위치   버튼으로 마사지 위치를 조정합니다




어깨 위치(전후) · 허리 위치(상하)를 조절하고자 할 때

- ① 마사지볼이 어깨 또는 허리 부근에 있을 때 마사지볼 위치의 를 누른다.
- ② (어깨 전후 위치) 또는 (허리 위치)로 마사지볼의 위치를 조절한다.
- ③ **OK** 를 누른다.
 - **OK** 를 누르지 않아도 약 10초 후에는 OK가 됩니다.
 - 어깨 전후 위치/허리 위치는 목·어깨 전용안마/등·허리 전용안마에 반영됩니다. 자세한 내용은 “주무름안마 마사지 기능 목록표”를 참조해 주십시오.(P32)



【 마사지볼이 어깨 위치 부근일 때 】




【 마사지볼이 허리 위치 부근일 때 】



주무름안마 마사지의 세기를 조절하고자 할 때

- ① 마사지볼 세기의 로 약하게, 로 세게 조절한다.
 - 세기를 12단계 중에서 선택할 수 있습니다.
 - 초기 설정은 “5단계”로 설정되어 있습니다.



- 선택한 주무름안마에 따라 조절·설정할 수 없는 항목이 있습니다. 자세한 내용은 “주무름안마 마사지 기능 목록표”를 참조해 주십시오.(P32)

주무름안마 마사지 기능 목록표

각 주무름안마 마사지 중에 조절할 수 있는 내용의 목록입니다.


주무름안마		마사지볼 위치의 조절	마사지볼의 전후 위치	주무름 세기	마사지 빠르기	마사지볼 폭	발바닥 롤러 복합 사용	마사지 부위
기본 ①	상향 주무름	-	-	●	●	-	●	전체/부분/포인트
	하향 주무름	-	-	●	●	-	●	전체/부분/포인트
	두드림	-	-	●	●	●	●	전체/부분/포인트
	미세안마	-	-	●	●	-	●	전체/부분/포인트
	이완 상향 주무름	-	-	●	●	-	●	-
	이완 하향 주무름	-	-	●	●	-	●	-
	눌러 주무름	-	-	●	●	-	●	전체/부분/포인트
	집중 이완 케어	-	-	●	-	2 단계	●	-
	집중 늘림 케어	-	-	●	-	-	●	-
기본 ②	지압	-	-	●	-	●	●	전체/부분/포인트
	늘림 지압	-	-	●	-	●	●	전체/부분/포인트
	척추 펴기	어깨 위치 맞추기	●	●	●	-	●	-
	척추 늘림	어깨 위치 맞추기	●	●	-	●	●	전체/부분
	웨이브회전	어깨 위치 맞추기	●	●	●	-	●	전체/부분
	3D 상향 주무름	-	-	-	-	-	●	전체/부분/포인트
	3D 하향 주무름	-	-	-	-	-	●	전체/부분/포인트
	3D 두드림	-	-	-	-	●	●	전체/부분/포인트
	3D 미세안마	-	-	-	-	-	●	전체/부분/포인트
기본 ③	루프 상향 주무름	-	-	●	●	-	●	전체/부분/포인트
	루프 하향 주무름	-	-	●	●	-	●	전체/부분/포인트
	상향 문지름	-	-	●	-	-	●	전체/부분/포인트
	하향 문지름	-	-	●	-	-	●	전체/부분/포인트
	스트레치	-	-	●	-	●	●	전체/부분/포인트
	스트레치 상향 주무름	-	-	●	●	-	●	전체/부분/포인트
	스트레치 두드림	-	-	●	●	●	●	전체/부분/포인트
	스트레치 미세안마	-	-	●	●	-	●	전체/부분/포인트
	지압 스트레치	-	-	●	2 단계	●	●	전체/부분
목·어깨 전용	견갑거근 이완	어깨 위치 맞추기	●	-	-	-	●	-
	어깨근육 지압	어깨 위치 맞추기	-	-	-	-	●	-
	목 이완	어깨 위치 맞추기	●	-	-	-	●	-
	목 지압	어깨 위치 맞추기	●	-	-	-	●	-
	목 어깨 궁극 주무름	어깨 위치 맞추기	●	-	-	-	●	-
	목 어깨 궁극 두드림	어깨 위치 맞추기	●	-	-	-	●	-
	어깨 위 누름	-	-	-	-	-	●	-
	어깨 두드림	어깨 위치 맞추기	●	-	-	-	●	-
	견갑골 근육 지압	어깨 위치 맞추기	-	-	-	-	●	-
등·허리 전용	허리 근육 지압	허리 위치 맞추기	-	-	-	-	●	-
	어깨뼈 라인	-	-	●	-	-	●	-
	어깨뼈 펴기	어깨 위치 맞추기	●	●	-	-	●	-
	허리 궁극 주무름	허리 위치 맞추기	-	-	-	-	●	-
	허리 궁극 두드림	허리 위치 맞추기	-	-	-	-	●	-
	능형근 이완	어깨 위치 맞추기	●	●	-	-	●	-
	대요근 지압	허리 위치 맞추기	-	-	-	-	●	-
	허리다열근 이완	허리 위치 맞추기	-	●	-	-	●	-
	둔부근 이완	-	-	-	-	-	●	-

에어 마사지하기

에어 마사지 시작하기

1. [] 를 눌러 전원을 켜다.

- 정상화면이 표시됩니다.
- 스탠바이 위치까지 자동으로 등받이가 젖혀지고 다리 부분이 올라갑니다.
([] 또는 리클라이닝의 [] [] 또는 다리 부분 각도의 [] [] 를 누르면 도중에 멈춥니다.)
- 3분 이상 조작이 없으면 자동으로 전원이 꺼집니다.



2. [수동 선택] 을 누르고 “에어 마사지” 를 누른다.



3. 원하는 세기를 설정하고 [OK] 를 누른다.

- “어깨” “팔” “좌골·허리” “다리” 의 에어 세기를 개별적으로 설정할 수 있습니다.
- [←] 로 약하게, [→] 로 강하게 조절할 수 있습니다.
- 세기를 어깨, 좌골·허리, 다리...5단계, 팔...3단계 중에서 선택할 수 있습니다.
- 초기 설정은 “어깨, 좌골·허리, 다리 3”, “팔 2” 로 설정되어 있습니다.
- 부위별로 “OFF” 로 설정할 수 있습니다. 세기 “1” 일 때 한 번 더 [←] 를 누르면 “OFF” 가 됩니다.
- [OK] 를 누르면 마사지가 시작됩니다.
- [OK] 를 누르지 않아도 약 10초 후에는 마사지가 시작됩니다.
- 다리 부분 에어를 동작시켰을 때 다리 부분의 상승 각도가 낮으면, 다리 부분 에어 마사지가 가능한 각도까지 올라가고 나서 동작을 시작합니다.
- 다리 공기 또는 발 롤러 동작시에는 다리 부분은 수납 위치까지 내려 가지 않습니다.
- 다리를 수납 위치까지 낮추고 싶을 때는 다리 에어와 발 롤러를 "OFF"로하여 낮춥니다.



마사지 중 조절 방법

에어 마사지의 세기를 조절하고자 할 때

【전체를 일괄 조절하는 경우】

- ① 에어 전체 세기의 <- 로 약하게, +> 로 강하게 조절한다.




【부위별로 조절하는 경우】

- ① “에어” 를 누른다.
- ② 부위별로 원하는 세기를 선택한다.
<- 로 약하게, +> 로 세게 조절한다.
- ③ OK 를 눌러 코스 화면으로 돌아간다.
 - OK 를 누르지 않아도 약 10초 후에는 OK가 됩니다.
 - 세기를 어깨, 좌골·허리, 다리...5단계, 팔...3단계 중에서 선택할 수 있습니다. 초기 설정은 “어깨, 좌골·허리, 다리 3”, “팔 2” 로 설정되어 있습니다.
 - 부위별로 “OFF” 로 설정할 수 있습니다. 세기 “1” 일 때 한 번 더 <- 를 누르면 “OFF” 가 됩니다.



스트레치 동작을 설정하고자 할 때

- ① “에어 옵션” 을 누른다.
- ② “OFF/무릎/발/더블” 을 선택한다.
- ③ OK 를 눌러 코스 화면으로 돌아간다.
 - OK 를 누르지 않아도 약 10초 후에는 OK가 됩니다.
 - 다리 에어가 “OFF” 일 때 스트레치를 “ON” 으로 하면 다리 에어가 “ON” 이 됩니다.
 - 스트레치 동작을 선택했을 때 다리 부분의 상승 각도가 낮으면, 스트레치 동작이 가능한 각도까지 올라가고 나서 동작을 시작합니다.
 - 복수의 스트레치 동작을 동시에 설정할 수 없습니다.




에어 동작 “펄스” “손마사지” 를 설정하고자 할 때

- ① “에어 옵션” 을 누른다.
 - ② “OFF/펄스/손마사지” 를 선택한다.
 - ③ **OK** 를 눌러 코스 화면으로 돌아간다.
- **OK** 를 누르지 않아도 약 10초 후에는 OK가 됩니다.
 - “펄스” 와 “손마사지” 는 동시에 사용할 수 없습니다.



개별 동작을 설정하고자 할 때

- ① “에어 옵션” 을 누른다.
 - ② “OFF/다리 중점/비틀기” 를 선택한다.
 - ③ **OK** 를 눌러 코스 화면으로 돌아간다.
- **OK** 를 누르지 않아도 약 10초 후에는 OK가 됩니다.
 - 다리 에어가 “OFF” 일 때 “다리 중점” 를 “ON” 으로 하면 다리 에어가 “ON” 이 됩니다.
 - 좌골·허리 에어가 “OFF” 일 때 “비틀기” 를 “ON” 으로 하면 좌골·허리 에어가 “ON” 이 됩니다.
 - “다리 중점” 와 “비틀기” 는 동시에 설정할 수 없습니다.




부위 집중 마사지하기

부위 집중 마사지 시작하기

1. [] 를 눌러 전원을 켜다.

- 정상화면이 표시됩니다.
- 스탠바이 위치까지 자동으로 등받이가 젖혀지고 다리 부분이 올라옵니다.
([] 또는 리클라이닝의 [] 또는 다리 부분 각도의 [] 를 누르면 도중에 멈춥니다.)
- 3분 이상 조작이 없으면 자동으로 전원이 꺼집니다.



2. [부위] 을 누르고 “에어 마사지” 를 누른다.

- [] 로 다른 부위 집중 메뉴로 이동할 수 있습니다.
- 각 메뉴, 각 부위 집중안마에 대해서는 P37을 참조해 주십시오.




3. 어깨 위치 감지, 또는 허리 위치 조절을 한다.


- 완료 후 마사지가 시작됩니다. (좌골 집중은 어깨 위치 감지, 허리 위치 조절이 없습니다.)
- 어깨 위치 감지, 허리 위치 조절의 자세한 방법에 대해서는 P29를 참조해 주십시오.

【예】목 집중을 선택할 경우


① “목 집중” 을 누릅니다.



② 어깨 위치 감지가 시작됩니다.



③ 마사지가 시작됩니다.



부위 집중안마의 동작에 대하여

부위를 주무름안마로 집중적으로 마사지하는 7분간의 미니 코스입니다.

목 집중 / 어깨 집중 / 견갑골 집중 / 허리 집중 / 좌골 집중은 취향에 따라 에어 동작의 복합 사용이 가능합니다.

각 부위 집중안마의 코스 중에 조절할 수 있는 내용의 목록입니다.

부위 집중안마		주무름 세기	에어 세기	어깨 위치	허리 위치	발바닥 롤러 복합 사용
주무름안마	목 집중	●	에어 마사지를 복합한 경우 조절할 수 있습니다. 에어 마사지의 복합에 대해서는 P38을 참조해 주십시오.	●	-	●
	어깨 집중	●		●	-	●
	어깨뼈 집중	●		●	-	●
	허리 집중	●		-	●	●
	좌골 집중	-		-	-	●
	발 집중	-	●	-	-	● (OFF를 할 수 없습니다)
늘림안마	목 스트레치	-	●	●	-	-
	등 스트레치	-	●	●	-	-
	허리 스트레치	-	●	-	●	-
기능간 마사지	등 집중 이완	●	●	●	-	-
	허리 집중 이완	●	●	●	-	-
	골반 코어 스트레칭	-	●	-	-	-

마사지 중 조절 방법

주무름안마 마사지의 세기를 조절하고자 할 때

① 마사지볼 세기의 **<-** 로 약하게,
+> 로 강하게 조절한다.

- 세기를 12단계 중에서 선택할 수 있습니다.
- 초기 설정은 “5”로 설정되어 있습니다.



에어 마사지의 세기를 조절하고자 할 때

【전체를 일괄 조절하는 경우】

① 에어 전체 세기의 **<-** 로 약하게,
+> 로 강하게 조절한다.

- 초기 설정은 “어깨, 좌골·허리, 다리 3”, “팔 2”로 설정되어 있습니다.
- 부위별로 조절하고자 할 때는 “에어 마사지의 세기를 조절하고자 할 때”를 참조해 주십시오.(P34)




주무름 마사지와 에어 마사지 동시에 하기


주무름/부위 집중 마사지 동작 중에 에어 마사지 복합하기

1. “에어” 를 누른다.
2. 원하는 부위의 세기를 선택하고 **OK** 를 누른다.
 - **OK** 를 누르지 않아도 약 10초 후에는 마사지가 시작됩니다.
3. 선택한 부위의 에어 마사지가 시작된다.
 - 마사지 기능을 조절하는 경우는 각 마사지의 조절 방법을 참조해 주십시오.
(P30, P34 참조)

【주무름 마사지 중】



【부위 집중 마사지 중】



에어 마사지 동작 중에 주무름 마사지 복합하기

1. “주무름 선택” 을 누른다.
2. 원하는 주무름 마사지를 선택한다.
3. 선택한 주무름 마사지가 시작된다.
 - 마사지 기능을 조절하는 경우는 각 마사지의 조절 방법을 참조해 주십시오.
(P30, P34 참조)



발바닥 롤러 마사지를 한다

! 주의

발바닥 롤러에 발끝을 맞추지 않는다. 부상의 우려가 있습니다.

"발바닥 롤러 마사지"는 자동 코스와 수동 마사지 동작 중에 복합하여 사용한다.
※ 단독으로는 사용할 수 없습니다.

1. 자동 코스와 수동 마사지 동작 중에 발바닥 롤러의 <- +> 를 누른다.

- <- 로 약하게, +> 로 세게 조절한다.
- 부위별로 "OFF"로 설정할 수 있습니다. 세기 "1"일 때 한 번 더 <- 를 누르면 "OFF"가 됩니다.
- 발바닥 롤러 마사지를 "ON"으로 하면 자동으로 다리 에어가 "ON"입니다.
발바닥 롤러 마사지가 "ON"일 때에는 다리 에어를 "OFF"할 수 없습니다.
- 선택한 코스와 마사지 동작에 의해 발바닥 롤러 마사지를 복합 사용 할 수 없거나,
또는 "OFF"를 할 수 없는 경우가 있습니다.

자세한 내용은 "자동 코스의 동작 (P25)", "마사지 코스 일람표 (P32)",
"부위 집중 코스의 동작에 대해서 (P37)"를 참조하십시오.


【표시예】



【복합이 안되는 경우】



발바닥 롤러



도중에 마사지 변경하기

자동 코스로 변경

1. 또는 을 누른다.
 2. **30분 전문** **전신** **스트레치** **목·어깨** **허리** **퀵 코스** 중에서 원하는 코스 메뉴를 선택하고, 코스 선택 화면에서 원하는 코스를 선택한다.
- 척추 라인이나 어깨 위치 감지를 하는 경우가 있습니다. 자세한 내용은 “자동 코스로 마사지하기” (P20)를 확인해 주십시오.
 - 마사지 작동 시간의 타이머는 계속됩니다.



부위 집중 마사지로 변경


1. 또는 을 누른다.
 2. **부위** 를 누르고 원하는 부위 집중안마를 선택한다.
- 어깨 위치 감지나 허리 위치 조절을 하는 경우가 있습니다. 자세한 내용은 “부위 집중 마사지 하기” (P36)를 확인해 주십시오.
 - 마사지 작동 시간의 타이머는 계속됩니다.




코스 변경 시의 타이머 계속에 대하여

※어떠한 조합이라도 30분을 넘어서는 동작하지 않습니다.


- 30분 코스(시작 16분 이상) ➡ 일반 16분 코스



- 일반 16분 코스 ➡ 30분 코스(시작 16분 이내)



- 7분 코스 ➡ 30분 코스, 일반 16분 코스



주무름 마사지로 변경

1.  또는  을 누른다.
2. **수동 선택** 을 누르고서 원하는 주무름안마 메뉴를 선택하고 주무름안마를 선택한다.

- 자세한 내용은 “주무름 마사지하기” (P28) 를 확인해 주십시오.
- 마사지 작동 시간의 타이머는 계속됩니다.



에어 마사지로 변경

1.  또는  을 누른다.
2. **수동 선택** 을 누르고 “에어 마사지” 를 누른다.
3. 원하는 세기를 설정하고 **OK** 를 누른다.

- 자세한 내용은 “에어 마사지하기” (P33) 를 확인해 주십시오.
- 마사지 작동 시간의 타이머는 계속됩니다.



메모리 코스 사용법

원하는 자동 코스를 토대로 프로그램을 변경하여 등록함으로써 독자적인 자동 코스를 설정할 수 있습니다. 처음에는 “전신 피로회복 코스”가 등록되어 있습니다.

메모리 등록할 수 있는 것


- 선택한 자동 코스
- 체형 정보(척추 라인, 어깨 위치, 허리 위치)
- 스트레치 동작
- 스킵/반복의 선택 위치
- 에어 마사지 동작 부위(어깨, 팔, 허리·좌골, 다리 부분의 ON/OFF)
- 에어 옵션(펄스, 손마사지, 다리 중점)
- 히터
- 발바닥 롤러 (ON / OFF, 강도)

주의

- 마사지의 세기(마사지볼, 에어)는 메모리 등록되지 않습니다. 사용하실 때마다 조절하십시오.
- 에어 마사지 동작 부위, 에어 옵션, 어깨 위치, 허리 위치, 스트레치 동작, 히터는 코스 종료 시의 상태를 메모리 등록합니다.
- 30분 전문 코스, 스트레치 코스는 스킵/반복을 할 수 없습니다.
- 선택한 코스에 따라 조절할 수 없는 항목이 있습니다. 자세한 내용은 “자동 코스의 동작에 대하여”를 참조해 주십시오. (P25)

메모리 등록하기

1. 를 눌러 전원을 켜다.
2. 를 누르고 “메모리 코스 등록”을 누른다.



3. 중에서 원하는 자동 코스를 선택하고 본인에게 맞춘 마사지를 실행한다.

- 메모리 코스 등록 중에는 “메모리 아이콘(적색)”이 표시됩니다.



메모리 아이콘(적색)

4. 코스 종료 후 메모리 코스 등록의 확인 화면에서 “네” 를 누르면 등록이 시작된다. “등록 완료” 가 표시되면 등록 완료.

- 등록 완료 후 전원이 꺼집니다.
- 등록 중에는 전원을 끄지 마십시오. 자동 코스 내용이 등록되지 않습니다.



사용예

① “전신”의 “안락 코스”를 선택한다.



② 마사지 시작 6분 후의 “지압”을 반복한다, 시작 11분 후의 “상향 주무름”을 스킵.



③ 옵션을 조절한다.

- 펄스 “ON”



- 에어 마사지 부위 → “어깨 OFF”




5. 등록 완료 후 [POWER] 를 눌러 전원을 켜고 [메모리] 를 누른다. “메모리 코스 시작” 을 누르면 등록된 내용으로 마사지가 시작된다.

- 메모리가 등록되어 있으면 메모리 코스를 실행하지 않을 때 “메모리 아이콘(백색)” 이 표시됩니다.
- 등록된 메모리 코스를 실행 중일 때는 “메모리 아이콘(황록색)” 이 표시됩니다.
- 등록된 메모리의 내용을 변경(덮어쓰기)하고자 할 때는 “메모리 등록하기” (P42)의 처음부터 실시하십시오.
- 등록된 메모리를 삭제할 때는 “등록한 메모리 삭제하기” (P44)를 참조해 주십시오.

등록한 메모리 삭제하기

1.  를 눌러 전원을 켜다.
2. **메모리** 를 누르고 “메모리 코스 삭제” 를 누른다.

- 메모리 코스가 등록되어 있지 않을 때는 “메모리 코스 삭제” 가 표시되지 않습니다.



3. 메모리 코스 삭제의 확인 화면에서 “네” 를 선택하면 삭제가 시작된다. “삭제 완료” 가 표시되면 삭제 완료.

- 메모리 코스 삭제 중에는 전원을 끄지 마십시오. 완전히 삭제되지 않습니다.
- 메모리 코스가 삭제되면 메모리의 등록은 “전신 피로회복 코스” 로 되돌아갑니다.
- 메모리 코스가 삭제되면 “메모리 아이콘(백색)” 표시가 사라집니다.




히터 On/Off 하기

! 경고

히터는 장시간 사용하지 않는다. 또한, 동일 부위에 장시간 접촉시키지 않는다.
저온 화상을 일으킬 우려가 있습니다.
비교적 낮은 온도(40~60℃)라도 장시간 피부의 같은 부위에 접촉하면 저온 화상의 우려가 있습니다.

1. 히터 를 눌러서 “ON” 으로 한다.

- 등 부분과 발바닥의 히터가 “ON” 이 됩니다.
- 한 번 더  를 누르면 “OFF” 가 됩니다.
- 마사지와 동시에 사용하는 경우 마사지가 종료되면 히터도 종료됩니다.
- 정상화면에서  를 누르면 히터 단독으로 사용하실 수 있습니다.
- 히터 단독으로 사용하는 경우 약 60분 후 자동으로 종료됩니다.




【마사지와 동시에 사용하는】



【히터 단독으로 사용하는】



히터 아이콘



등 패드 (히터 부분)의 위치를 결정


허리 주위를 따뜻하게 할 경우

등 패드를 등쪽에 둔다.



배 주위를 따뜻하게 할 경우

등 패드와 등받이 부분을 고정하는 지퍼 (①)을 분리하고 등 패드 뒷면의 지퍼 (②)을 올리고 히터 부분을 몸 앞에 둔다.



원터치 모드 · 언어 · 자동 리클라이닝의 설정

원터치 모드의 설정에 대하여

“원터치 모드”는 글자를 크게 표시하여 눈에 잘 보이게 하고, 조작도 간략화한 간단 조작 모드입니다.

1. 정상화면에서 **설정** 을 누른다.
2. 원터치 모드 “ON” 을 누르고 **OK** 를 누르면 원터치 모드 화면이 표시된다.
3. 원하는 코스를 선택하면 자동 코스가 시작된다.

- 자동 코스의 조작 방법에 대해서는 “자동 코스로 마사지하기”를 참조해 주십시오. (P20)
- “모드 해제”를 누르면 원래의 정상화면으로 돌아갑니다.
- 본체의 전원 스위치를 껐다가 켜도 원터치 모드는 계속됩니다.



자동 리클라이닝의 설정에 대하여

“자동 리클라이닝”은 마사지 종료 시 및 전원 OFF 시에 자동으로 등받이가 일으켜지고 다리 부분이 원위치되며 전원이 꺼지는 기능입니다.

1. 정상화면에서 **설정** 을 누른다.
2. 자동 리클라이닝 “ON” 을 누르고 **OK** 를 누른다.

- 등받이, 다리 부위의 수납 동작 중에 “자동 기상 (전원 OFF)”를 누르면 자동 기상이 중지됩니다. 다시 한번 누르면 다시 시작합니다.
- 수납 중에는, 다리 부분이 먼저 수납 되며, 그 후 등받이가 일어납니다.
- 본체의 전원 스위치를 켜도 자동 리클라이닝의 “ON / OFF”설정은 계속됩니다.

【마사지 종료 시】



언어의 설정에 대하여

리모콘의 표시 언어를 변경 할 수 있습니다. 표시 언어를 변경하면 동시에 음성 안내 언어도 변경됩니다.

【다른 언어로의 변환】

1. 정상화면에서 **SETTING** 또는 **설정** 또는 **設定** 또는 **設定** 을 누른다.
2. 다른 언어를 선택하고 **OK** 를 누르면 다른 언어로 변환된다.

【영어의 경우】




음성 안내에 대해

음성 안내의 음량을 조절하려면

음성 안내는 조작 방법과 코스 · 동작의 내용을 쉽게 설명하는 기능입니다.

1. 화면 우측 하단에 표시되는 “음량 조절 버튼 ” 을 누른다.

- 버튼을 누를 때마다 “1” → “2” → “3” → 「OFF」로 전환됩니다.
- 언어 설정을 변경하면 동시에 음성 안내 언어도 변경됩니다.



손질과 보관 방법

본체 손질 방법

⚠ 경고

젖은 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꺾지 않는다.
감전의 우려가 있습니다.

⚠ 주의

손질 시에는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑는다.
감전이나 부상의 우려가 있습니다.

벤진 · 시너 · 알코올 등의 약품으로 닦지 않는다.
감전·발화의 원인이 됩니다.

시트 천 · 등 패드 · 베개 부분

1. 물에 희석한 중성 세제를 천에 묻히고 꼭 짠다.
2. 1의 천으로 더러워진 부분을 닦는다.
3. 물을 묻히고 꼭 짠 천으로 세제를 닦아낸다.
4. 마른 천으로 닦고 자연 건조시킨다.

- 다림질을 하지 마세요. 원단이 상할 수 있습니다.
- 섬유 등에 색이 변질 경우가 있으므로 탈색하기 쉬운 의류에서의 사용은 삼가하여 주십시오.
- 변색이나 염색, 균열의 원인이 되므로, 정발료를 사용하신 경우는 닿는 부분에 수건 등을 깔아 주세요.

수지 부분

1. 물에 희석한 중성 세제를 천에 묻히고 꼭 짠다.
2. 1의 천으로 더러워진 부분을 닦는다.
3. 마른 천으로 세제가 남지 않도록 닦아낸다.

- 연마분 등은 사용하지 마십시오. 흠집·변색·균열의 원인이 됩니다.

리모컨, 배면 하부(제어 BOX)

마른 천으로 닦는다.

- 젖은 수건으로 닦지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

보관 방법

⚠ 경고

욕실 등 습기가 많은 장소에서 사용하거나 보관하지 않는다. 감전·화재·고장·곰팡이·녹의 원인이 됩니다.

본체는 얼룩과 먼지를 제거한 후 온도 · 습도 · 먼지 등의 악영향이 적은 곳에 보관하십시오.

오랜 시간 사용하지 않을 경우는 커버 등을 씌워서 먼지가 끼지 않도록 하십시오.

- 직사광선이 장시간 비치는 곳, 난로 등 근처의 고온이 발생하는 곳에는 보관하지 마십시오.
변색·변질의 원인이 됩니다.

본체 이동 방법


! 주의

사람이나 물건을 싣고 이동하지 않는다.
고장이나 부상의 우려가 있습니다.
나무 마루나 장판 등 흠집이 잘 나는 바닥면에서 끌거나 캐스터를 사용하여 이동하지 않는다.
바닥면에 흠집이 날 우려가 있습니다.
전원 코드와 리모컨 코드를 다리에 걸거나 캐스터에 끌어넣지 않는다.
부상의 우려가 있습니다.

캐스터로 이동하는 경우

본체의 앞쪽 방향을 띄우고 밀어서 이동한다.


- 내려놓을 때는 다리 부분을 바닥에 부딪치지 않도록 천천히 내리십시오.



2명 이상이 들어 올려 이동하는 경우

팔 유닛과 암레스트를 분리하고 등받이 부분을 접고 나서, 본체의 전면 하부와 등받이 부분 하부에 손을 걸어서(아래 그림 참조) 들어 올려 이동한다.


- 팔 유닛과 암레스트의 분리 방법에 대해서는 P10~13을 참조해 주십시오.
- 중량물이므로 반드시 2명 이상이 운반하십시오.
- 발밑에 충분히 주의하며 천천히 내려놓으십시오.



Q&A

Q1 좌우의 세기가 달라요. 또, 어긋나게 느껴져요.

A 더욱 쾌적하게
마사지하기 위해
마사지볼이 교차로
두드리는 기구를
채택하고 있는 관계로,
불가피하게 마사지볼의
위치가 엇갈려서
작동하는 경우가
있습니다. 그 때문에 좌우의 세기가 다르게
느껴질 때가 있습니다만, 고장이 아닙니다.



Q2 더욱 세게 마사지하는 방법은 있습니까?

A 다음 방법을 시도하십시오.
● 등받이 부분을 젖힌다.
● 등 패드를 분리한다.
● 깊숙이 앉아 몸을 바짝 등받이 부분에
밀착시킨다.
● 마사지의 세기를 조절한다.

Q3 리모컨 홀더가 흔들거리는데요?

A 고정나사를 다시 조이십시오.
리모컨 홀더 부분이 빠진 경우는
고정나사를 풀고 나서 끼워 넣고 다시
고정나사를 조이십시오. 또, 스탠드의
고정나사도 확인하여, 풀어져 있는 경우는
부속 육각 렌치로 다시 조이십시오.

Q4 다리 부분에 발이 잘 피트되지 않는데요?

A 다리 부분을 신축하여 조절하십시오.
● 신장이 작은 사람: 등받이 부분을 세우고
다리 부분을 올린다.

Q5 병원에 다니고 있는데 사용해도 괜찮나요?

A 통원하는 곳의 의사와 상담한 후 사용하십시오.
마사지는 “축압 자극”이라 하여 근육에 압력을
가해서 풀어주고 혈행을 촉진하는 행위입니다.
질환에 따라서는 악화를 초래할 가능성도
있으므로 반드시 의사에게 상담하십시오.

Q6 한 달 전기요금은 얼마인가요?

A 하루 약 30분 히터와 마사지를 매일
사용한 경우, 약 47엔/월입니다.
하루 약 30분 마사지를 매일 사용한 경우,
약 36엔/월입니다.
히터를 하루 1시간 매일 사용한 경우, 약
32엔/월입니다.
전기요금 기준 단가: 27엔/kWh(세금
포함)으로 산출. (2019년 4월 현재, 당사
조사)

Q7 전기장판을 의자 밑에 깔아도 되나요?

A 화재의 우려가 있으므로 깔지 마십시오.
전기장판의 발열체를 손상시켜 그로
인해 화재가 발생할 우려가 있습니다.

Q8 다리 부분이 원위치까지 내려가지 않는데요?

A 다리 에어 또는 발 롤러를 하고있을 때,
다리 부위는 수납 위치까지 내려 가지
않습니다. 다리 에어 또는 발 롤러를
"OFF"로 하십시오. (P33, P46 참조)

Q9 등받이 부분, 또는 다리 부분이 자동으로
스텐바이 위치로 가지 않는데요?

A 스텐바이 위치보다도 등받이 부분이 젖혀져
있을 때나, 다리 부분이 올라가 있을 때는
를 눌러도 스텐바이 위치로는 가지
않습니다.

Q10 신장이 약 150cm 미만인 사람이나 약
185cm 이상인 사람은 사용할 수 없나요?

A 사용하실 수 있습니다.
센싱할 때 어깨 위치 조절을 해도 어깨
위치가 맞지 않는 경우가 있으므로 아래의
방법으로 사용하실 것을 권장합니다.
● 신장이 작은 사람: 등받이 부분을 세우고 다리 부분을 올린다.
● 신장이 큰 사람: 등받이 부분을 젖히고 다리 부분을 내린다.

Q11 팔 유닛에 팔이 닿지 않는데요?

A 등받이 부분을 세우고 팔의 위치를
조절하십시오.

Q12 어깨·팔 에어 마사지 후 어깨나 팔이
빨개지는데요?

A 사용 후 어깨나 팔에 마사지 자국이 남는
경우가 있습니다. 이는 마사지에 의한
것입니다. 시간이 지나면 차차 사라집니다.
또한, 어깨 에어 마사지를 할 경우는 어깨가
노출된 복장은 피해주십시오.

Q13 센싱을 해도 어깨 위치가 맞지 않아요.

A 깊숙이 앉아 머리를 등받이에 대도록 하여
기대고 나서 센싱을 실행하십시오.
수동 조절도 가능합니다. 자세한 내용은
P21을 참조하십시오.

Q14 팔 유닛을 분리한 상태에서 사용할 수 있습니까?

A 할 수 없습니다.
에어 급배기구가 노출되고 쓰레기·먼지가
들어가서 고장의 원인이 됩니다.

Q15 마사지 중 “쿵쿵” “찌익” 등의 소리가 나는데요?

A 구조상 나타나는 현상으로서 이상이 아닙니다. “고장이라고 생각될 경우” 를 참조해 주십시오. (P54)

Q16 자동 코스 중에 에어 마사지를 모두 끌 수는 있습니까?

A 30분 전문 코스, 스트레치 코스 이외에는 가능합니다. “에어 마사지의 세기를 조절하고자 할 때” 를 참조해 주십시오. (P22) 또 “스트레치 전신 에어 코스” 일 때 모든 에어 마사지를 “OFF” 로 하면 마사지 종료(원위치 중) 화면이 되고 전원이 꺼집니다.

Q17 발 스트레치를 하면 가끔 “덜커덩” 하고 소리가 나는데요?


A 소리가 발생하는 경우가 있습니다만, 고장이 아닙니다. 구조상, 다리 부분과 전동 액추에이터가 떨어지는 순간 소리가 나는 경우가 있습니다.

Q18 자동 코스의 마사지 동작이 평소와 다르다.

A 같은 코스에서도 힘 조절과 리클라이닝 동작, 마사지 볼에 부하가 걸리는 방법에 따라 동작의 타이밍이 변하고 에어의 팽창 횟수, 마사지 볼 동작의 타이밍이 변할수도 있습니다.

Q19 「잠금 장치」라는 화면이 표시되고, 리모콘 조작을 할 수 없게 됩니다.

A 차일드 락이 설정되어 있습니다.  을 약 3초간 눌러, 차일드 락을 해제하십시오. 자세한 내용은 「잠금 장치 설정」을 참조하십시오.





Q20 발바닥 롤러의 강도를 조절하여도 차이를 느끼기가 어려운 건가요?

A 발바닥 롤러의 강도는 다리 옆의 에어로 누르는 힘에 의해 조절하고 있기 때문에, 동작에 따라 강도의 차이를 느끼기 어려운 경우가 있습니다.

Q21 본체의 치수를 알려주십시오

A 아래 그림을 참조해 주십시오.




고장이라고 생각될 경우

! 경고

절대로 개조하지 않는다. 또한, 직접 분해, 수리를 하지 않는다. 발화하거나 이상 동작으로 인하여 부상을 입을 우려가 있습니다.

● 사용 중에 다음과 같은 소리와 느낌이 있지만, 구조상의 것으로 이상하지 않습니다.


- 마사지볼 상하 이동 시의 덜컹덜컹 소리
- 마사지 작동 시의 기어·모터 소리
- 마사지볼과 천이 마찰되는 소리 (특히 주무름 동작 시)
- 두드림, 미세안마 동작 시의 덜컹덜컹 소리 (특히 어깨에서 등으로 이동 시)
- 주무름, 두드림, 미세안마 동작 시에 마사지볼에 힘이 가해지는 형태에 따라서는, 마사지 동작 속도가 변하는 경우가 있습니다.
- “빠르기” 조절에 따른 소리 차이
- 부하를 가했을 때의 모터 회전음
- 자동 코스에서 사용자의 체형에 맞춰 마사지볼을 전후로 자동 조절하는 소리 (쿵쿵 소리)
- 에어 동작 시의 컴프레서 동작음 및 에어 배기음
- 에어백이 부풀 때 나는 소리
- “어깨” 사용 시의 빠걱거리는 소리
- 봉제 마찰음 (지익 소리)
- 리클라이닝 시의 등받이 부분 및 좌석 부분의 마찰음 (찌익 소리)
- 좌우 마사지볼의 높이가 다름 (교차 두드림 기구를 채택하고 있기 때문에 불가피하게 발생하는 것으로서 고장이 아닙니다.)



● 봉제의 특성상 부분적으로 경미한 주름이나 처짐이 발생할 수 있습니다만, 불량품은 아닙니다.

● 원단의 특성상 약간 냄새가 느껴지는 경우가 있습니다만, 이상이 있는것은 아닙니다.

이럴 때는	이곳을 점검하십시오	대응 방법	참고 페이지
작동하지 않음	전원 플러그 또는 본체 측의 커넥터가 빠져 있지 않습니까?	전원 플러그를 콘센트에, 커넥터를 전원 코드 삽입구에 연결하십시오.	P6 P15 P16
	본체 뒤쪽 우측 하단의 전원 스위치가 “OFF” 로 되어 있지 않습니까?	전원 스위치를 “ON” 으로 하십시오.	P6 P16
작동이 도중에 멈춤(리모컨을 눌러도 작동하지 않음)	등받이 부분이 벽이나 장애물에 닿아 있지 않습니까?	장애물에 닿지 않도록 본체를 이동하십시오. 본체 뒤쪽 우측 하단의 전원 스위치를 껐다가 다시 켜십시오.	P6 P9 P16
	무리한 힘이 가해지고 있지 않습니까? (안전을 위하여, 마사지볼에 무리한 힘이 가해지면 안전장치가 작동하여 모든 기능이 정지됩니다.)	일단 등받이 부분에서 몸을 떼고 본체 뒤쪽 우측 하단의 전원 스위치를 껐다가 다시 켜고서 처음부터 다시 한 번 조작하십시오.	P6 P16
리클라이닝이 되지 않음	전원 플러그 또는 본체 측의 커넥터가 빠져 있지 않습니까?	전원 플러그를 콘센트에, 커넥터를 전원 코드 삽입구에 연결하십시오.	P6 P15 P16
	등받이 부분이 벽이나 장애물에 닿아 있지 않습니까?	장애물에 닿지 않도록 본체를 이동하십시오.	P9 P18
다리 부분이 원위치까지 내려가지 않음	다리 에어 또는 발 롤러가 "ON"으로 되어 있지 않습니까?	다리 에어 또는 발바닥 롤러를 "OFF"로 하십시오.	P33 P39



에러 번호

리모컨 액정화면에 ‘에러 전원을 다시 켜세요’ 라고 표시된 경우는 표시 내용에 따라 전원 스위치를 껐다가 다시 켜십시오.

- 위와 같이 대응해도 정상적으로 작동하지 않거나, 또는 유사한 일이 여러 번 발생할 경우에는, 본체의 전원 스위치를 “OFF” 로 하고 전원 코드의 전원 플러그를 콘센트에서 뽑은 후, 구입처 또는 당사의 고객 상담 창구로 문의해 주십시오. 그 경우, 왼쪽 아래에 표시되는 에러 번호를 알려 주십시오.

자체점검

! 주의

한동안 사용하지 않은 경우, 다시 한 번 취급설명을 잘 읽고 본 제품이 정상적으로 작동하는지 확인하고 나서 사용한다. 사고나 부상의 우려가 있습니다.



자체점검

오랫동안 사용하신 경우는 점검을 적극 권장합니다!

이러한 증상이 없나요?

- 타는 냄새가 난다.
- 전원 코드, 전원 플러그가 비정상적으로 뜨겁다.
- 코드를 움직이면 전기가 통하기도 하고 안 통하기도 한다.
- 기타 이상이 있을 때.

사용
중지

고장 및 사고 방지를 위하여 본체의 전원 스위치를 “OFF” 로 하고 전원 코드의 전원 플러그를 콘센트에서 뽑은 후, 구입처 또는 당사의 고객 상담 창구로 문의해 주십시오.

사양

모델명		마사지 체어	
품번		JP-2000 KR	
정격	전원 (50/60Hz)		AC220V
	시간		30 분
	소비전력 (50/60Hz)		115W (대기전력: 0.3W)
	전동기 소비전력		90W
	전열기 소비전력		25W
메카(마사지볼) 마사지 빠르기 조절 범위	주무름		4 단계 조절 (약 8 ~약 30 회/분)
	두드림		4 단계 조절 (약 250 ~약 650회/분)
	상하 이동		약 5.4 cm/초
에어 마사지 공기압			약 45 kPa
메카(마사지볼) 마사지 세기 조절 범위	자동 코스 시		7 단계 조절
	수동 선택 시		12단계 조절
발바닥 롤러 강도 조절 범위			3 단계 조절
발바닥 롤러 회전 속도			약 4 ~약 21 회/분
에어 마사지 세기 조절 범위			어깨 : 5단계 조절 팔 : 3단계 조절 허리·좌골 : 5단계 조절 다리 부분 : 5단계 조절
히터 설정 온도			약 43℃ (실온 등에 따라 체감 온도가 다른 경우가 있습니다.)
오토 타이머			약 7, 16, 30분
리클라이닝 각도	등받이 부분		약 110도~약 157도
	다리 부분	다리 부분 에어 “ON” 일 때	약 60도~약 84도
		다리 부분 에어 “OFF” 일 때	약 0도~약 84도
치수	리클라이닝하지 않을 때 (팔 부분을 좁히고 다리 부분을 원위치했을 때)		폭약 760×길이 약 1380×높이 약 1250mm
	리클라이닝했을 때 (팔 부분을 넓히고 다리 부분을 내밀었을 때)		폭약960×길이 약 2000×높이 약 740mm
무게			약 78kg
시트 천			PVC 가죽, 폴리에스테르
제조사 / 제조국가			FUJI MEDICAL INSTRUMENTS MFG. CO., LTD. / 일본
제작 의뢰 / 수입원			태주실업(주) 경기도 용인시 처인구 이동면 시미곡로 36 080-070-1010 http://www.taijoo.com

품 질 보 증 서

모 델 명		JP-2000 KR	
구 입 일 자		20 년 월 일	
보 증 기 간		구입일로부터 1년간	
구 입 처			
고 객	주 소		
	성 명		
서비스 센 터	주 소	경기도 용인시 처인구 이동면 시미곡로 36	
	고객센터	080 - 070 - 1010	
소비자 피해 유형		보상내역	
		보증기간 이전	보증기간 이후
구입 후 제품 이상시 소비자가 수리를 요하는 경우		무상수리	유상수리
동일 하자로 3회이상 고장 발생 시		무상수리	유상수리
소비자의 고의 및 과실로 인한 성능 기능상의 모든 고장		유상수리	유상수리
타 회사 직원의 수리로 인한 고장이나 천재지변 (화재, 염해, 수해 기타)인 경우		유상수리	유상수리
부품자체의 수명이 다한 경우		무상수리	유상수리

수입원

태주실업(주)

경기도 용인시 처인구 이동면 시미곡로 36
A/S 및 고객센터: 080-070-1010
홈페이지 <http://www.taijoo.com>

MEMO



FUJIIRYōKI

FUJI MEDICAL INSTRUMENTS MFG. CO., LTD.